



# Accutron CT

BT Enjektör pompası, tek kafalı

COMPUTED TOMOGRAPHY

0 40 0 2.0

Accutron CT



### Uygulama

- BT uygulamalarında kontrast madde ve salin solusyonu vernek için, kablosuz, bataryalı, tam dijital, programlanabilen, tek kafalı enjektör

### Enjektör konsepti

- Elektronik olarak çalışır, tek ıringa
- Çok fazlı, program kontrollü, kontrast madde ve salin enjeksiyonu
- Alüminyum kasa
- Dahili ısıtma sistemi Kolaj doldurma 200ml
- Dokunmatik ekranlı kumanda paneli
- Enjektör parametrelerinin veya basınç grafiklerinin izlenmesi
- Başlama ve durma için el kumandası
- Manuel piston hareketi için manuel kol

### Mekanik dizayn

- Çıkarılabilen, hareketli enjeksiyon kolu mobil unite
- Emniyetli enjeksiyon pozisyonu, 15 derece açı verme

- Toplam ağırlık 24Kg  
uzaktan kumanda: 3 Kg

### Güç kaynağı

- Ana güç kaynağı; Magic Power MPM-X 125 110-230VAC, 50-60 Hz. Maks.1.5 A

- Güç tüketimi 100VA dan az

### Hafıza kapasitesi

- 80 enjeksiyon profili kullanıcı tarafınca tanımlanır ve saklanabilir.

### İringanın doldurulması

- Hacim girişi ile menüden otomatik doldurma veya manuel doldurma değişik hızlarda
- Doldurma hızı 1-5 ml/sn.
- Kontrol valfleri ile en uygun yüksek basınçlı tüp sistemi

### Enjeksiyon parametreleri Maks. enjeksiyon hacmi

- 200 ml

### Kısmi enjeksiyon hacmi

- 1 ml basamakla, programlanan 1-200 ml

### Maks. basınç

- 21 bar (304 psi), programmable from 5 to 21 bar in increments of 1 bar (72.5 to 304 psi in 14.5 increments)

### Enjektörün akı hızı

- 0.1-10ml/sn. arası programlanan hız 0.1sn basamakla
- Akı hızı girişi veya faz süresi

### Faz sayısı

- 1 to 6

### Enjektör gecikmesi

- 0 - 255 s

### Faz gecikmesi

- 0 - 255 s

### Scan gecikmesi

- 0 - 255 s

### Uzaktan kumanda

- Kablosuz, dokunmatik ekranlı uzaktan kumanda
- Enjektör parametrelerini veya basınç değerlerini izleyebilme

### Opsiyonlar

- Doldurulmuş ıringa kullanabilme
- Arabirim
- Tavan veya duvar askısı
- El anahtarı



Teknik değişiklikler yapılabilir

© 2009 MEDTRON AG

Türkiye Temsilcisi:  
Bina Medikal Sistemler  
San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Tel: 0212 2215929  
Faks: 0212 2216776  
binas@binasmedikal.com  
www.binasmedikal.com

**MEDTRON**® AG

Hauptstraße 255

D-66128 Saarbrücken

Phone: +49 681 97017-0

Fax: +49 681 97017-20

E-Mail: info@medtron.com

Internet: www.medtron.com

DIN EN ISO 9001 / DIN EN ISO 13485