

siare[®]

ENGINEERING
INTERNATIONAL GROUP s.r.l.



SIRIO BABY 200

Portable ICU Lung Ventilator for children and newborns

Ventilatore Polmonare Portatile per rianimazione per bambini e neonati

NEONATAL LUNG VENTILATOR

The **SIRIO BABY** ventilator is suitable for the newborn and premature babies lung ventilation. Its ergonomics makes this ventilator ideal for newborns transportation with incubators or wherever a ventilatory support in neonatology field is needed.

The latest concept technology combined with a simple and intuitive setting, make this ventilator highly reliable and user friendly.

On the other side, the **SIRIO BABY 200** works with a double source supply of O_2 and AIR allowing the FIO_2 regulation from 21% to 100%.

The new built-in monitoring system includes an electronic bronchomanometer and an expired flow sensor.

The ventilator is equipped with a rechargeable built-in battery and an additional external battery is available to increase the autonomy.


MRI compatible version available.

ADJUSTABLE PARAMETERS:

- MINIMUM AND MAXIMUM AIRWAYS PRESSURE
- INSPIRATORY TIME
- EXPIRATORY TIME AND IMV TIME
- FIO_2 CONCENTRATION
- PRESSURE LIMIT
- BREATHING RATE
- PEEP

MEASURED PARAMETERS:

- AIRWAYS PEAK PRESSURE
- MEAN AIRWAYS PRESSURE
- BREATHING RATE
- EXPIRED TIDAL VOLUME
- EXPIRED MINUTE VOLUME



Rapid connection plate for horizontal installation

Code G00203000

Piastra a sgancio rapido per alloggiamento su superfici orizzontali.

VENTILATORY MODES

- CPAP
- IMV
- IPPV
- PEEP
- MANUAL BREATH

MODI OPERATIVI

- CPAP
- IMV
- IPPV
- PEEP
- MANUAL BREATH

VENTILATORE NEONATALE POLMONARE

Il ventilatore **SIRIO BABY** è ideale per la ventilazione polmonare neonatale.

La sua ergonomia rende questo ventilatore ideale per il trasporto del neonato in incubatrice, in reparto di rianimazione neonatale e ovunque sia necessario un supporto respiratorio. L'alta tecnologia abbinata a semplici ed intuitive impostazioni, rendono questo ventilatore affidabile e facile nell'utilizzo.

Il **SIRIO BABY 200** utilizza una doppia alimentazione di ossigeno e aria che permette una regolazione della FIO_2 dal 21% al 100%.

Il nuovo sistema di monitoraggio incorporato comprende: broncomanometro elettronico e sensore del flusso espirato.

L'apparecchio è equipaggiato con una batteria interna ricaricabile ed è disponibile anche una batteria esterna aggiuntiva per aumentare l'autonomia.

L'apparecchio è disponibile anche nella versione per MRI.

PARAMETRI REGOLABILI:

- PRESSIONE MINIMA E MASSIMA DELLE VIE AEREE
- TEMPO INSPIRATORIO
- TEMPO ESPIRATORIO E TEMPO IN IMV
- CONCENTRAZIONE FIO_2
- LIMITE DI PRESSIONE
- FREQUENZA RESPIRATORIA
- PEEP

PARAMETRI MISURATI:

- PRESSIONE DI PICCO DELLE VIE AEREE
- PRESSIONE MEDIA DELLE VIE AEREE
- FREQUENZA RESPIRATORIA
- VOLUME CORRENTE ESPIRATO
- VOLUME MINUTO ESPIRATO



Version on trolley.
Versione su carrello da reparto.

SIRIO BABY 200



Cod. 09637
SIRIO BABY 200

Cod. 09637/RMN
SIRIO BABY 200 MRI



sireo®

DATA FOR ORDERING - DATI PER L'ORDINAZIONE



Cod. 09637 - SIRIO BABY 200

Cod. 09637/RMN - SIRIO BABY 200 MRI ▲



Code 05048
Castor LT trolley for ventilator

Code 05048/RMN ▲
MRI Castor trolley for ventilator



Code 06750/SB
Stainless steel patient circuit supporting arm with clamp



Code 03000
VAPOUR 2 Electronic humidifier




Code 104631/SLU
Silicon patient circuit

Code 104631/PLU
Disposable pvc patient circuit



Code G80063001
Additional battery pack (9 hours autonomy)



Code G00203000
Plate for rapid connection on horizontal surface



Code A17.07000001
Flow sensor



Code A26.049048
Trolley with 5 wheels
Carrello a stativo a 5 razze



Code 102641/SLN
Double-hose neonatal patient circuit and expiratory valve
Ciruito paziente bi-tubo con valvola espiratoria

FOR OTHER ACCESSORIES, PLEASE REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE *PER ALTRI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO AL LISTINO PREZZI IN VIGORE*



CE 0476



100% Made in Italy
(UE)

siare[®]
ENGINEERING
INTERNATIONAL GROUP s.r.l.

Via G. Pastore, 18 - Località Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) ITALY

Phone: +39 (051) 96.98.02 (r.a.) - Fax: +39 (051) 96.93.66

General e-mail: mail@siare.it - Internet: www.siare.it

Distributed by: