




# MR Enjektör Pompası Accutron MR

MAGNETIC RESONANCE  
IMAGING

0 40 0 2.0

Accutron MR



### Uygulama

- MR ortamında kontrast madde ve salın solusyonu vermek için, programlanabilen, çift kafalı, bataryalı enjektör sistemi
- Mikroislemci kontrollü elektrik hareketli çift kafalı ve bağımsız çalışan iki enjektör ünitesi
- Motor, kontrol ünitesi ve arj edilen batarya, tek bir kompakt ünite
- Farklı dillerde kullanılabilen dokunmatik ekranlı panel
- Manuel olarak piston hareketi, enjeksiyonun başlama ve bitimi için düğmeler
- Kolay doldurulabilen 65 ve 200 ml lik ıringa
- Değişik programlarda, salın solusyonu ve kontrast madde enjeksiyonu

Keep Vein Open özelliği

- Otomatik, güç tasarruf modu

### Mekanik Dizayn

Döner enjektör modülü hareketli, kolona bağlıdır  
Dönme açısı, 15 derece kadardır.  
Dikey ve yatak

- Toplam ağırlık, 37 kg. dir.

### Güç kaynağı

- Kullanım, ana elektrik kaynağından bağımsızdır. Yüksek kapasiteli bataryası ile birkaç gün kullanılabilir.

- Arj sistemi, 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Güç tüketimi sarj: < 100 VA

### Hafıza Kapasitesi

- 80 enjeksiyon protokolu

### ıringa doldurma

- Menüden, volum girişi ile otomatik doldurma veya manuel olarak değişik hızlarda doldurma
- Doldurma hızı: 1 to 5 ml/s

### Injection parameters Maximum injection volume

- 200 ml

### Kısmi enjeksiyon volumü

- 1-200 ml arasında programlanabilen 1 ml basamakla
- Giriş süresi

### Maks. basınç

- 5-21 bar arası programlanabilen (1 bar basamakla) 21 bar (304 psi)

### İki enjektörün akı hızı

- Yeti kin; 0.5-50 ml/sn, pediyatrik:0.5-30ml/sn 0.1 ml/sn artımla

### Faz sayısı

- 1 to 6

### Enjeksiyon gecikmesi

- 1 - 255 s

### Faz gecikmesi

- 1 - 255 s

### Uzaktan kumanda

- Kablosuz, dokunmatik ekranlı uzaktan kumanda
- Enjeksiyon parametrelerini sürekli izleme ekranı
- Enjektör parametreleri için grafik ekran

CE 0535

Gerekli değişiklikler yapılabilir.

© 2006 MEDTRON AG

MEDTRON® AG

Hauptstraße 255

D-66128 Saarbrücken

Phone: +49 681 97017-0

Fax: +49 681 97017-20

E-Mail: info@medtron.com

Internet: www.medtron.com

Türkiye Temsilcisi:  
Bina Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Tel: 0212 2215929, Cep: 0542 543 0224  
Faks: 0212 2216776  
binas@binasmedikal.com  
www.binasmedikal.com