

B FAZ K
DEF BR LATÖR
MON TÖR

Life400

PLUS FUTURA

B FAZ K
TEKNOLOJ

İk ok da % 96 ba arı
Geri döndürülebilir aritmilerde
yüksek oranda hayatta kalma

Uzun süren ventrikular
defibrilasyonda, yüksek etkinlik

Dü ük enerji ihtiyacı
150- 200 Joule

Az oranda cerebrovascular hasara
neden olma

Kıza sürede normal kalp ritmine




*photos illustrative only

a branded
product



COLORED
SCREEN
DISPLAY

Hafif, kompakt bifazik defibrilatör monitör



Monitorizasyon için, yüksek çözünürlükte renkli ekran, pre ve post ok
programlar, verilen gerçek enerjiyi gösterme.

Dahili batarya ile uzun kullanım

Felix Brazil
INTERNATIONAL CONSULTING, IMPORT & EXPORT

Exclusive representative Cmos drake
throughout the international market

55 31 3786-1782
comex@felixbrazil.com
www.felixbrazil.com

BIPHASIC DEFIBRILLATOR MONITOR

Life400

PLUS FUTURA

OPS YONEL SEÇENEKLER

Manuel ve otomatik modlu termal yazıcı

Puls Oksimetre, SpO2 de eri ve ayarlanabilen maks. ve min alarm limitleri

Harici transtrosik pace maker, nob invaziv, çok programlı mikroi lemci kontrollü, asenkronize ve demand kullanım modlu.

Non invazif basınç ölçümü

AED modu, otomatik aritmi analizi ve EKG eldesi

ok gerekli mi de il mi diye yazılı ve sesli bilgi verme.

Kapnograf seçene i, side veya mainstream tip sensörlü

Defibrilasyon dis arjına korumalı, self test, enerji moduna döndürme ve opsiyonel geçersiz mod seçene i.

İlaç doz hesaplaması için yazılım

Entubasyon/ventilasyon için yazılım



ÖZELL KLER

- Yüksek çözünürlükte ekrani kontrast ayarlı
- Defibrilasyon 100-200 Joule, ekranda kullanım bilgileri
- Opsiyonel 360 Joule
- Pedal temas indikatörü
- Tetikleme için otomatik konfigürasyon, 150/200 Joule de veya iste e ba lı di er ayarlar
- Menüye hızlı ula m için dü me
- Bifazik dalgaformu
- Tüm hasta grupları ile uyumlu, çocuklar için dahili ka ık
- Hastanın trosik empedansının analizi, defibrilasyon etkisinin yükseltilmesi ve kalp hasarının en aza indirilmesi
- Be saniyenin altında tam arjlı duruma gelme
- Çok yüksek hassasiyette ve emniyetli tetikleme sistemi gecikme zamanı 100mm/sn den az.
- Timer (saniye sayacı)
- Yeti kin, çocuk ve yenido an için çok kullanımlı elektrodlar(pedal)
- Periyodik self test
- Bataryalı kullanım
- Çe itli cihazlara opsiyonel ba lanabilme seçene i, hafıza verileri görme
- Maks., min. de erler, elektrod ba lantısızlı ı ve asistol için alarmlar.
- Olaylar için hafıza
- Senkronize mod (R dalgası ile)
- Hasta EKG sinin otomatik yorumlanması
- AED modu sesli ve yazılı mesaj ile
- A ırlık; 17.6 lbs
- Verilen enerjiyi gösterme

EKG ÖZELL KLER

Tüm derivasyonlar

Tek veya çok kullanımlık elektrodlar ile EKG eldesi veya pacemakerın transtrosik yapı kan elektrodları veya pedallar ile EKG eldesi

Defibrilasyona kar ı koruma

Sayısal kalp atım hızı gösterimi

QRS algılaması

Pacemaker kabul veya red

Çok hassas R dalgası yakalaması

Pedal empedansı monitorizasyonu

Güç Ünitesi: otomatik 110-220 V arası veya ambulansdan (12V) kullanım, dahili bataryayı arj etme, opsiyonel, lityum batarya, dahili korumalı sigorta

Aksesuarlar: Güç kablosu, yeti kin elektrod (pedal), yeti ikin/çocuk de i ebilen tip, 3 lead EKG kablosu, ta ıma çantası, kullanım klavuzu