



CL1854

KISA YAYLI SERAMİK XENON LAMBALAR

Özellikler ve Faydalar

- Dayanıklı, kompakt yapı
- Geniş ve sürekli spektrum yayılımı, olağanüstü renk oluşturma
- Geliştirilmiş ateşleme güvenilirliği ile artırılmış lümen dayanıklılığı.
- Titiz kalite kontrol ve üretim süreçleri, lamba değiştirme performansının sürekli olarak güvenilir olmasını sağlar.
- Yenilikçi pencere tasarımı, çizilmelere ve yüzey kirlenmesine karşı koruma sağlar.

Uygulamalar

- Endoskopi

Luxtel'in seramik ksenon lambalarının en saf beyaz ışığı yayan parlaklığını deneyimleyin. Bilimsel aletlerinizi, endoskoplarınızı ve cerrahi ekipmanlarınızı geliştirin.


Kafa lambaları, boroskoplar, mikroskoplar ve diğer endüstriyel aydınlatmalar için yüksek verimli, parabolik reflektörlü lambalarımızla tanışın. CRI>98 değerine sahip gün ışığı çıkışı, yüksek güvenilirlik ve kararlı 6000K renk sıcaklığının avantajlarından yararlanın—hepsi tek bir ünite.

Kompakt, dayanıklı seramik-metal conta gövdesi.

2000 yılından beri lamba üretimi yapıyoruz.

- ISO13485 sertifikası
- Sıkı kalite standartları
- Güvenilirliği ve yenilikçiliğiyle dünya çapında saygınlık kazanmıştır.

www.Luxtel.com



CL1854

Elektriksel Özellikler

Watt (W) ...**300** Gerilim

(V) ...**15** Akım (A) ...**20**

Akım Aralığı (A)... **18-20**

Teknik Özellikler

Ark Aralığı (mm)...**1.5** Spektral

Tip...**Ozon İçermez** Pencere

Çapı (mm)...**25.4** Reflektör...

Parabol

Garanti Süresi (saat)...**500**

Faydalı Ömür (saat)...**1000**

İlk Çıktı

Işınım Çıkışı (W)...**50**

Görünür Çıkış (Lm)...**4500**

Görünür Işık Çıkışı (Sabit Diyafram) (Lm)...

3500 Renk Sıcaklığı (K)...**6100**

Çalışma Durumu (Lamba)

Yanma Pozisyonu...**Yatay** Seramik Gövde

Sıcaklığı...**Maksimum 150°** Taban




Sıcaklığı...**Maksimum 200°** Zorlamalı

Soğutma...**Gerekli**

Çalışma Koşulu (Güç Kaynağı)

Kontrol...**Sabit Akım ve** Mevcut

Dalgalanma: (PP)...**Maksimum %5**



Xe

Lamps and Modules

Powered By SUNOPTIC